

# Gips- en verbandbeschermer (Waterdichte bescherming voor verbanden of pleisters)

## Volwassen

Val#60780-Hand, Val#60781-Korte arm, Val#60783-Lange arm

Identiteiten Item# 115010, 115011, 115012

Val#60784 - Voet/Ankel, Val#60785- Kort Been, Val#60786 - Lang Been

Identites item# 115013, 115014, 115015

## Pediatrisch (Kind)

#60787-Midden Arm, #60788-Grote Arm, #60789-Midden Been, #60790-Grote Been

Identites item# 115016, 115017, 115018, 115019



Inspecteer alle onderdelen voor gebruik zorgvuldig op scheuren.  
(Inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op scheuren/breuken voor gebruik).



## LET OP (Voorzorgsmaatregel)

- Dit product is bedoeld voor therapeutische verzorging en dagelijks d o u c h e n .
- Niet voor recreatieve wateractiviteiten.  
(Niet voor recreatieve vaaractiviteiten).
- De plastic ring is niet ontworpen om er zwaar gewicht op te zetten; zet GEEN gewicht op de plastic ring.  
(De plastic ring is niet ontworpen om zwaar te w o r d e n b e l a s t ; plaats GEEN gewicht op de plastic ring).
- Wees voorzichtig in de buurt van water, kan glad zijn als het nat is.  
(Wees voorzichtig met het water, het kan glad zijn als het nat is).
- Raadpleeg uw arts als het pessarium zwelling of ongemak veroorzaakt.  
(Raadpleeg je arts als het pessarium zwelling of ongemak veroorzaakt).
- Volwassen toezicht wordt aanbevolen voor kinderen.  
(Toezicht van een volwassene wordt aanbevolen voor kinderen).

## ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Handdoekdroog.

### Gedistribueerd door:

#### IDENTITES

ZA Pôle 49, Boulevard de la Chanterie,  
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou,  
Frankrijk



Valentine International Ltd.  
th 8 Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road  
221 Hsichih District, New Taipei City  
Taiwan R.O.C.



Y. Sung Handelsvertretung  
Toulouser Allee 9,  
40211 Düsseldorf, Duitsland



## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Vijl eventuele scherpe randen van het gietstuk weg voor gebruik.  
(Vijl de scherpe randen van de sierlijsten voor gebruik).
2. Houd de plastic ring stevig vast en trek aan het verband.  
(Vijl de scherpe randen van de sierlijsten voor gebruik).
3. Zorg ervoor dat de verbandbeschermer het gips of het verband volledig bedekt. Duw de plastic ring terug naar het gips of verband om een afdichting te vormen om water buiten te houden.  
(Zorg ervoor dat de verbandbescherming het gips of verband volledig bedekt. Duw de plastic ring terug naar het gips of verband om een waterdichte afsluiting te vormen om binnendringen van water te voorkomen).
4. Droog het diafragma voordat u het verwijdert; zorg ervoor dat u de plastic ring vastpakt en niet de vinyl zak, want dit kan het product beschadigen.  
(Droog het diafragma voordat u het verwijdert; zorg ervoor dat u de plastic ring vastpakt en niet de vinyl zak, want dit kan leiden tot defecten aan het product).



Personen met ernstige handicaps of personen die niet zonder hulp kunnen lopen, mogen dit product niet zonder hulp gebruiken.  
(Ernstig zieke personen of personen die niet zelfstandig kunnen lopen, mogen dit product niet zonder hulp gebruiken).