


SHOWERSTOOL

ADJUSTABLE IN HEIGHT

Fitting Instructions - Istruzioni di montaggio - Fiche d'installation - Montageanleitung - Instrucciones de montaje - Instruções de montagem - Montagevoorschriften - Monteringsvejledning - Monteringsanvisningar - Monteringsanvi sning - Asennusohjeet - οδηγίες τοποθέτησης - Instrukce pro montáž - Upute za montažu - Navodila za vgradnjo - Instrukcja montażu - Подбор - Montaj Talimatları

812142




SHOWERSTOOL

ADJUSTABLE IN HEIGHT

Cleaning Instructions - Istruzioni per il lavaggio - Pokyny pre čistenie - Instrucciones de limpieza - Instruções de limpeza - Οδηγίες καθαρισμού - Rengøring Instruktione - Instrukcja czyszczenia - Instructions denetoyage - Reinigingsinstructie - Reinigungs-hin-weise

812142

Technical details
Dettagli tecnici
Tehnične podrobnost
Detalles técnicos
Detalhes técnicos
Τεχνικές λεπτομέρειες
Tekniske detaljer
Szczegóły techniczne
Détails techniques
Technische details
Technische Details



(EN) All parts can be cleaned with warm water and a neutral cleanser.

Cautions: Do not exceed maximum user weight of 150kg.

(ES) Todas las piezas se pueden limpiar con agua tibia y u detergente neutro.

Precauciones: No exceda el peso máximo del usuario de 150 kg.

(DA) Alle dele kan rengøres med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.

Forsigtig: Må ikke overstie maksimal brugervægt på 150 kg.

(NL) Alle onderdelen kunnen worden schoongemaakt met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel.

Waarschuwingen: Neem niet meer dan de maximale gewicht van de gebruiker van 150kg.

(IT) Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro.

Precauzioni: Non superare la portata massima di 150kg.

(PT) Todas as peças podem ser limpas com água morna e detergente neutro.

Precauções: Não exceda o peso máximo do utilizador de 150 kg.

(PL) Wszystkie elementy można myć ciepłą wodą i neutralnym środkiem czyszczącym.

Uwagi: Nie należy przekraczać maksymalnej wagi użytkownika 150kg.

(DE) Alle Teile können mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Vorsicht: Nicht mehr als maximales Benutzergewicht von 150 kg.

(SL) Vse dele lahko čistite s toplu vodo in nevtralnimi čistilom

Opozorila: Ne presega največjo dovoljeno maso uporabnikov o 150kg.

(EL) Όλα τα μέρη μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό και ένα ουδέτερο καθαριστικό.

Προσοχή: Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος χρήστη 150kg.

(FR) Toutes les pièces peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude et un détergent neutre.

Précautions: Ne pas dépasser le poids de l'utilisateur de 150kg au maximum.



MADE IN ITALY

